

medela 

mother's milk,
everyday amazing™



מאפשרת ליותר
תינוקות ואימהות
להנות מהיתרונות
הבריאותיים של
חלב אם



טכנולוגיית שאיבה בשני שלבים

שני שלבים היא טכנולוגיית שאיבה אשר פתחה חברת מדלה המחקה את קצב היניקה הטבעי של התינוק. התינוק מתחיל ביניקות קצרות לשחרור מהיר של חלב וממשיך בשאיבות ארוכות לאספקת זרימת חלב אופטימלית.

שלב השאיבה:

כשהחלב מתחיל לזרום
התינוקות משנים לקצב איטי,
אישי המותאם לאכילה.

שלב הגירוי : בעת היצמדות

לפטמת האם, התינוקות
מתחילים ביניקות
קצרות ומהירות המעוררות את
רפלקס שחרור החלב.

מרגיש טבעי

מאפשר מעבר קל
מהנקה למשאבה

זמן שאיבה קצר יותר
הודות לשחרור חלב
מהיר

מציע שילוב
אופטימלי בין נוחות
ליעילות

שאיבה של יותר חלב
בפחות זמן

שומר על ההנקה
הודות לחיקוי פעולת
היניקה של התינוק

יתרונות
טכנולוגיית
השאיבה
בשני שלבים

טכנולוגיית Flex

פיתוח חדשני של מגיני שד PersonalFit Flex- לשאיבה נוחה ויעילה יותר

- צורת אליפסה ובזווית 105 מעלות
- תואמת צורות וגדלים שונים של שדיים
- משפרת את זרימת החלב



- הגנת הצפה (מערכת סגורה)
- מאפשר לשאוב בתנוחה נוחה שעובדת עבורך

קיימים ארבעה גדלי פתחים:
21 מ"מ, 24 מ"מ, 27 מ"מ, 30 מ"מ

- ניתן לסובב את צורת האליפסה של מגן השד 360°
- למיקום הנוח ביותר בעת השאיבה

- שפה רכה, חלקה וגמישה
- מסייע לאטימה עדינה של מגן השד



יתרונות טכנולוגיית Flex

עיצוב ייחודי להתאמה אישית: הזווית החדשה של 105° וצורת האליפסה נועדו להתאים טוב יותר לצורת השד של האמא.

יעיל יותר: מהירות גבוהה יותר כמות הוצאת חלב לדקה גדולה ב-11.8%, מוכח קלינית.

נוח יותר: ניתן סובב את המגן 360 מעלות למיקום נוח.

שפה גמישה - לתחושה טבעית.

זמינים ב-4 גדלים שונים; 21 מ"מ, 24 מ"מ, 27 מ"מ, 30 מ"מ, יש לבחור בגודל הנכון לנוחות מרבית ויעילות שאיבה.

מתאים לכל משאבות מדלה



סולו - Solo™

משאבה חלב חשמלית, חד-צדדית, עם סוללה נטענת מובנת סולו סווינג – הדור הבא של משפחת משאבות החלב מבית מדלה

**פיתוח ייחודי של מגיני שד PersonalFit Flex - מגן שד
11.8% יותר חלב לדקה, מוכח קלינית.**

עיצוב ייחודי להתאמה אישית: הזווית החדשה של 105°
וצורת האליפסה נועדו להתאים טוב יותר לצורת השד של
האמא.

טכנולוגית השאיבה בשני שלבים – המחקה את קצב
היניקה הטבעי של התינוק ומאפשרת לאימהות להפיק יותר
חלב בפחות זמן.

סוללה מובנת עם טעינת USB: עד 6 מפגשי שאיבה
בטעינה מלאה אחת

ממשק אינטואיטיבי: מצטיין באשרות השהייה להתחלה
שאיבה



סולו - Solo™

משאבה חלב חשמלית, חד-צדדית, עם סוללה נטענת מובנת
סולו סווינג – הדור הבא של משפחת משאבות החלב מבית מדלה

מערכת סגורה - מונעת מחלב אם לדלוף מחוץ למשאבה
ומונעת כניסה לצינורות, עוזר להבטיח שהחלב שלך יישאר
בטוח ונקי וגם רכיבי המשאבה מוגנים מפני נזק אפשרי

הגנת הצפה: מונעת נזילת חלב

הפעלה - סוללה נטענת מובנת המתאימה עד שש פעמים
של שאיבה כפולה כולל פונקציית השהייה

דיסקרטיות ושקטה

קומפקטי וקלה: קל לנשיאה ומתאימה לכף ידך, נכנס לכיס
או תיק