

medela 

**mother's milk,
everyday amazing™**



מאפשרת ליותר
תינוקות ואימהות
להנות מהיתרונות
הבריאותיים של
חלב אם



טכנולוגיית שאיבה בשני שלבים

שני שלבים היא טכנולוגיית שאיבה אשר פתחה חברת מדלה המחקה את קצב היניקה הטבעי של התינוק. התינוק מתחיל ביניקות קצרות לשחרור מהיר של חלב וממשיך בשאיבות ארוכות לאספקת זרימת חלב אופטימלית.

שלב השאיבה:

כשהחלב מתחיל לזרום
התינוקות משנים לקצב איטי,
אישי המותאם לאכילה.

שלב הגירוי : בעת היצמדות

לפטמת האם, התינוקות
מתחילים ביניקות
קצרות ומהירות המעוררות את
רפלקס שחרור החלב.

מרגיש טבעי

מאפשר מעבר קל
מהנקה למשאבה

זמן שאיבה קצר יותר
הודות לשחרור חלב
מהיר

מציע שילוב
אופטימלי בין נוחות
ליעילות

שאיבה של יותר חלב
בפחות זמן

שומר על ההנקה
הודות לחיקוי פעולת
היניקה של התינוק

יתרונות טכנולוגיית השאיבה בשני שלבים

פיתוח חדשני של מגיני שד PersonalFit Flex - לשאיבה נוחה ויעילה יותר

11.8%
יותר חלב
לדקה

הגנת הצפה (מערכת סגורה)
מאפשרת לשאוב בתנוחה הנוחה ביותר

- צורת אליפסה וזווית 105 מעלות מתאימים טוב יותר לצורת השד של אמא

- זווית 105 מעלות משפרת את זרימת החלב: כמות ומהירות זרימת החלב גבוהה יותר בפחות זמן

קיימים ארבעה גדלי פתחים:
21 מ"מ, 24 מ"מ, 27 מ"מ, 30 מ"מ

ניתן לסובב את צורת האליפסה של מגן השד 360° למיקום הנוח ביותר בעת השאיבה

שפה רכה, חלקה וגמישה מסייעת לאטימה עדינה ולתחושה טבעית יותר





זווית של 105°



יתרונות טכנולוגיית Flex

עיצוב ייחודי להתאמה אישית: הזווית החדשה של 105° וצורת האליפסה נועדו להתאים טוב יותר לצורת השד של האמא.

זווית הפתיחה החדשה נועדה להפחית את הלחץ על השד ולמקסם את זרימת החלב.



יעיל יותר: מהירות גבוהה יותר כמות הוצאת חלב לדקה גדולה ב- 11.8%, מוכח קלינית.



נוח יותר: ניתן סובב את המגן 360 מעלות למיקום נוח.

שפה גמישה - לתחושה טבעית.

זמינים ב-4 גדלים שונים; 21 מ"מ, 24 מ"מ, 27 מ"מ, 30 מ"מ, יש לבחור בגודל הנכון לנוחות מרבית ויעילות שאיבה.

מתאים לכל משאבות מדלה



סווינג מקסי - Swing Maxi™

משאבה חלב חשמלית, דו-צדדית, עם סוללה נטענת:

טכנולוגית השאיבה בשני שלבים -המחקה את קצב היניקה הטבעי של התינוק ומאפשרת לאימהות להפיק יותר חלב בפחות זמן.

שאיבה דו צדדית - במשאבת החלב סווינג מקסי מספקת 18% יותר חלב בתכולת אנרגיה גבוהה יותר, במחצית מהזמן- מוכח קלינית.

מגן שד PersonalFit Flex - פיתוח ייחודי של מגיני שד, 11.8% יותר חלב לדקה, מוכח קלינית. עיצוב ייחודי להתאמה אישית: הזווית החדשה של 105° וצורת האליפסה נועדו להתאים טוב יותר לצורת השד של האמא

שליטה אינטואיטיבית - 4 כפתורי הפעלה, 9 רמות מוגדרות מראש





סווינג מקסי - Swing Maxi™



אפשרות לפעולת השהייה - ניתן להשהות את הפעולה של משאבת החלב הן בשלב הגירוי והן בשלב השאיבה. השהייה מאפשרת לך להתמקם מחדש, לסדר ערכת המשאבה או להתפנות לסביבה שלך.

סוללה נטענת - סוללה נטענת מובנית עד 6 מפגשי שאיבה בטעינה אחת (+120 דקות שאיבה) ניתן להשתמש במשאבת החלב תוך כדי טעינת הסוללה.

יציאת USB מסוג C לטעינה קלה ומהירה יותר

שקטה במידה ניכרת - פחות מ- 45db ברמת וואקום מקסימלית בשלב השאיבה

אידיאלית לנסיעות - קומפקטית, קלה, ללא צורך בסוללות או חיבור לחשמל

קלה לניקוי - הרכבה ופירוק פשוטים, שטיפה וחיטוי קלים